

LE SYNDROME DE RENUTRITION INAPPROPRIÉE



Qu'est-ce ?

Défaillance multiviscérale, anomalies biologiques potentiellement mortelles.

Quand ?

Lorsque l'on **renourrit trop vite**, par voie orale ou entérale.

Qui ?

Un sujet **dénutri** et/ou qui **ne s'alimente pas ou peu**.

Quels signes ?

Cliniques : Œdème
Prise de poids rapide



=> Rechercher des œdèmes
=> Surveiller le poids

Biologiques : Hypokaliémie
Hypophosphorémie
Hypomagnésémie

=> Bilan biologique avant renutrition
(BES, Phosphore, Magnésium)
=> Puis toutes les 48 heures pendant 10 jours

La prévention

Traitement préventif :

7
jours

- Phosphoneuros : 30 gouttes matin et soir
 - Mag 2 : 1 sachet / jour
 - Diffu K : si $K \perp$ et $\leq 3,6$ mmol/L 1 gelule 2 fois/jr
si $K \geq 3,8$ arrêt Diffu K
si $K \leq 3,6$ poursuite
 - Bevitine : 1cp / jr
 - Becilan : 1cp/jr
 - Speciafoldine : 1cp/jr
- Berroca : 1cp/jr pendant 10 jr

**REPRISE
PROGRESSIVE
DE
L'ALIMENTATION**
FLASH QUALITÉ N°5

Si apparition d'un SRI



- Arrêt de la progression de l'alimentation
- Correction des déficits biologiques
- Ressource EPS PA