

JOURNÉE RÉGIONALE DES RÉFÉRENTS EN ANTIBIOTHÉRAPIE

ATELIER 4

TABLE RONDE: ANTIBIORÉFÉRENCE: RETOUR D'EXPÉRIENCES

Anne Marie Claverie – Pharmacienne, Haute Garonne

Sabine Boix – Pharmacienne CH Narbonne


Guillaume Teissier – Bactériologie Labosud

Camille Fourcade – Médecin Infectiologue - Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse

Lydie Porte – Médecin Infectiologue, CHU Toulouse

BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES : URGENCE SANITAIRE

- 2050: résistance aux ATB: 10 millions de morts par an: première cause de mortalité dans le monde



Escherichia coli BLSE
Présence de bactérie(s) multirésistante(s)BLSE nécessitant des mesures d'isolement et une information lors du transfert du patient

Antibiotiques	Spécialités	Résultats	CMI (mg/l)
PENICILLINES			
Ampicilline		Résistant	>=32
Amoxi+Ac.clavulanique		SENSIBLE	4
Ticaracilline		Résistant	>=128
Pipéra+Tazobactam		SENSIBLE	<=4
CEPHALOSPORINES			
Céfalotine		Résistant	>=64
Céfoxitine		SENSIBLE	<=4
Céfotaxime		Résistant	8
Ceftazidime		SENSIBLE	<=1
CARBAPENEMES			
Imipénème		SENSIBLE	<=0,25
Ertapénème		SENSIBLE	<=0,5
AMINOSIDES			
Gentamicine		SENSIBLE	<=1
Tobramycine		SENSIBLE	<=1
Amikacine		SENSIBLE	<=2
QUINOLONES			
Acide Nalidixique		Résistant	>=32
Ofloxacine		Intermédiaire	1
Ciprofloxacine		SENSIBLE	<=0,25
SULFAMIDES-TRIMETHOPRIME			
Triméthoprim-sulfaméthoxazole		SENSIBLE	<=20
NITROFURANES			
Nitrofuranes		SENSIBLE	<=16

Escherichia coli BLSE
Présence de bactérie(s) multirésistante(s)BLSE nécessitant des mesures d'isolement et une inf lors du transfert du patient

Antibiotiques	Spécialités	Résultats
PENICILLINES		
Ampicilline		Résistant
Amoxi+Ac.clavulanique		Résistant
Ticaracilline		Résistant
Pipéra+Tazobactam		Résistant
CEPHALOSPORINES		
Céfalotine		Résistant
Céfoxitine		SENSIBLE
Céfotaxime		Résistant
Ceftazidime		Intermédiaire
CARBAPENEMES		
Imipénème		SENSIBLE
Ertapénème		SENSIBLE
AMINOSIDES		
Gentamicine		Résistant
Tobramycine		Résistant
Amikacine		SENSIBLE
QUINOLONES		
Acide Nalidixique		Résistant
Ofloxacine		Résistant
Ciprofloxacine		Résistant
SULFAMIDES-TRIMETHOPRIME		
Triméthoprim-sulfaméthoxazole		Résistant
NITROFURANES		
Nitrofuranes		Résistant

Pseudomonas aeruginosa CARBAPENEMASE

Présence de bactérie(s) multirésistante(s)nécessitant des mesures d'isolement et une information lors du transfert du patient

Antibiotiques	Spécialités	Résultats	CMI (mg/l)
PENICILLINES			
Ticar.+Ac.clavulanique		Résistant	>=128
Pipéracilline		Résistant	>=128
Pipér.+Tazobactam		Résistant	>=128
CEPHALOSPORINES			
Ceftazidime		Résistant	>=64
Céfépime		Résistant	>=64
CARBAPENEMES			
Imipénème ("E-test")		Résistant	>32
Méropénème ("E-test")		Résistant	>32
MONOBACTAMES			
Aztréonam		Résistant	>=64
AMINOSIDES			
Gentamicine		Résistant	>=16
Tobramycine		Résistant	>=16
Amikacine		Résistant	>=64
QUINOLONES			
Lévofloxacine		Résistant	>=8
Ciprofloxacine		Résistant	>=4
POSPOMYCINE			
Fosfomycine		Résistant	
RIFAMYCINES			
Rifampicine		Intermédiaire	
SULFAMIDES-TRIMETHOPRIME			
Triméthoprim-sulfaméthoxazole		Résistant	>=320
POLYPEPTIDIQUES			
Colistine		SENSIBLE	<=0,5
Antibiotiques	Spécialités	Résultats	CMI (mg/l)

Dont acte
Dans les murs des Hôpitaux
Hors les murs