



Le Centre Hospitalier  
de Lourdes recrute

## Un Anesthésiste-Réanimateur (H/F)

Le Centre Hospitalier de LOURDES cherche un anesthésiste-réanimateur H/F CDI temps plein pour compléter son équipe

➔ *Statut Praticien Contractuel ou Praticien Hospitalier*

Le Centre Hospitalier de Lourdes est situé dans les Hautes-Pyrénées, à 45 minutes des stations de ski et à 1h30 de l'Océan.

Actuellement, 3 praticiens hospitaliers à temps plein forment l'équipe d'anesthésiste-réanimateur du CH de LOURDES. Le service d'anesthésie comporte 6 IADE. Il y a 1 IADE par patient et 1 IADE en salle de réveil systématiquement.

Le bloc opératoire comporte 5 salles où sont réalisées les activités de chirurgie orthopédique, digestive, gynécologique, endoscopies digestives et chirurgie dentaire. Il n'y a pas de maternité à l'hôpital de Lourdes. L'activité d'urgence, essentiellement diurne, représente 15% de l'activité du bloc.

L'hôpital dispose d'une unité de soins continus polyvalents de 10 lits, gérée conjointement par les anesthésistes et les urgentistes avec une très bonne entente. Un médecin est présent sur place dans cette unité H24.

### Contacts :

- ❖ Docteur Cristian SANDULACHE, Chef du service anesthésie, [CSandulache@ch-lourdes.fr](mailto:CSandulache@ch-lourdes.fr)
- ❖ Laurie LASSALLE, Directrice Adjointe chargée des Affaires Médicales, [llassalle@ch-tarbes-vic.fr](mailto:llassalle@ch-tarbes-vic.fr)