

2 vaccins au fonctionnement comparable et à l'efficacité identique

 **Pfizer** ou  **Moderna**
Comirnaty® Spikevax®



**Vaccins
à ARN
messenger**



**Aucune
contre-indication
à changer de vaccin
entre 2 injections**

Recommandation vaccinale de la HAS du 8 novembre 2021



**95%
d'efficacité**

*Contre les formes graves, à partir de
48h pour une efficacité partielle et
7 jours pour une protection maximale*



*Retrouvez les réponses à vos questions sur la vaccination
sur le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus*