

PROFIL DE POSTE

Pôle chirurgie maternité

Médecin Anesthésiste-Réanimateur temps plein ou temps partiel exerçant sur le service de chirurgie, bloc opératoire maternité et consultations

1 - Établissement

Centre Hospitalier Comminges Pyrénées – Avenue de Saint-Plancard - BP 30183
31806 SAINT-GAUDENS Cedex

Directeur Madame Christine Girier-Diebolt : 05 62 00 40 02

Président de la Commission Médicale d'Établissement -Monsieur Nicolas LONGEAUX : 05 62 00 44 04

2 - Spécialité recherchée

Médecin anesthésiste réanimateur : DES d'anesthésie-réanimation

3 - Caractéristiques du lieu d'exercice

- secteur de consultation
- bloc obstétrical
- service de maternité 18 lits et de chirurgie viscérale et orthopédique (40 lits)
- bloc opératoire

Projet architectural locaux neufs livraison janvier 2020

4 - Statut de recrutement

Praticien hospitalier temps plein ou Praticien Hospitalier Contractuel temps plein, possibilité de temps partiel
Inscription à obligatoire l'ordre des médecins

5 - Caractéristiques des fonctions : activités principales

Exercice en consultations, service de maternité, de chirurgie et bloc opératoire
Permanence des soins : astreinte opérationnelle

↳ Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :

Directeur des Ressources Humaines et Affaires Médicales- Monsieur Jean-Claude THIEULE

Tél. : 05 62 00 40 22 (ligne secrétariat) ou courriel : jeanclaude.thieule@ch-saintgaudens.fr

Médecin chef de pôle - Docteur Jean-Pascal GUINARD

Tél. : 05 62 00 50 65 courriel : jeanpascal.guinard@ch-saintgaudens.fr

Médecin chef de service - Docteur Brigitte Sicre

Tél. (secrétariat) : 05 62 00 44 23 courriel : brigitte.sicre@ch-saintgaudens.fr



↳ Les lettres de candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à :

Directeur des Ressources Humaines et Affaires Médicales- Monsieur Jean-Claude THIEULE

Centre Hospitalier Comminges Pyrénées – Avenue de Saint-Plancard - BP 30183
31806 SAINT-GAUDENS Cedex

Tél. : 05 62 00 40 22 (ligne secrétariat) ou courriel : jeanclaude.thieule@ch-saintgaudens.fr