

PROFIL DE POSTE

Pôle médico-technique

Médecin Réanimateur temps plein exerçant sur le service de réanimation polyvalent

1 - Établissement

Centre Hospitalier Comminges Pyrénées – Avenue de Saint-Plancard - BP 30183
31806 SAINT-GAUDENS Cedex

Directeur Madame Christine Girier-Diebolt : 05 62 00 40 02

Président de la Commission Médicale d'Établissement -Monsieur Nicolas LONGEAUX : 05 62 00 44 04

2 - Spécialité recherchée

Médecin Réanimateur : DES de réanimation médicale ou d'anesthésie-réanimation

3 - Caractéristiques du lieu d'exercice

Le service de réanimation :

- 6 lits de réanimation
- 3 lits de surveillance médicale continue
- fonctionnement en temps continu, gardes de 24h
- effectif IDE : 18 ETP
- effectif Aide-soignant : 12 ETP
- cadre de santé

4 - Statut de recrutement

Praticien hospitalier temps plein ou Praticien Hospitalier Contractuel temps plein, possibilité de temps partiel
Inscription obligatoire à l'ordre des médecins

5 - Caractéristiques des fonctions : activités principales

Exercice en réanimation : garde en temps continu 24h / activité de présence jour 8h30/18h30

↳ Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :

Directeur des Ressources Humaines et Affaires Médicales- Monsieur Jean-Claude THIEULE

Tél. : 05 62 00 40 22 (ligne secrétariat) ou courriel : jeanclaude.thieule@ch-saintgaudens.fr

Médecin Chef de service - Docteur Marie-Cécile Barthet

Tél. : 05 62 00 44 24 courriel : mariececile.barthet@ch-saintgaudens.fr



↳ Les lettres de candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à :

Directeur des Ressources Humaines et Affaires Médicales- Monsieur Jean-Claude THIEULE

Centre Hospitalier Comminges Pyrénées – Avenue de Saint-Plancard - BP 30183
31806 SAINT-GAUDENS Cedex

Tél. : 05 62 00 40 22 (ligne secrétariat) ou courriel : jeanclaude.thieule@ch-saintgaudens.fr