

Centre Hospitalier de Gourdon

Le Centre Hospitalier de Gourdon recherche un médecin gériatre temps plein pour des missions en Hôpital de Jour Médecine (évaluation), en Hôpital de Jour SSR (réhabilitation des troubles cognitifs / personnes âgées chuteurs), en consultations mémoires labellisées, télé-médecine, Equipe Mobile de Gériatrie.

L'établissement de 342 lits dispose d'un plateau technique (urgences, laboratoire, service d'imagerie médicale-scanner), de 2 services de médecine et de SSR, d'une unité de chirurgie ambulatoire et de nombreuses consultations spécialisées médico-chirurgicales.

La filière gériatrique est complète et dynamique : Médecine, SSR, HDJ médical et SSR, LISP, HAD, Cs gériatrique, ETP, Cs mémoire labélisée. Projet EMG et UCC en cours. Nombreux partenariats externes. EHPAD avec UHR.

Vous serez le 6ème médecin temps plein d'une équipe médicale qui travaille en synergie.

Missions

Participer à l'activité clinique, l'évaluation et la prescription des soins dans l'unité choisie

Animer l'équipe soignante en collaboration avec le cadre de santé

Participer aux instances, aux projets ainsi qu'à la démarche qualité de l'établissement

Participer à la promotion du pôle gérontologique et de notre structure en maintenant et développant des réseaux de partenariat

Profil

Médecin inscrit à l'ordre ou en parcours PAE (service agréé et validant en gériatrie)

Capacité ou Spécialité en gériatrie (formation en cours possible ou engagement à se former)

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Dr Dominique PENCHENAT, gériatre, présidente de CME, par mail : dominique.penchenat@ch-gourdon.fr

Audrey ALBAGNAC

Responsable Ressources Humaines

05 65 27 65 03

audrey.albagnac@ch-gourdon.fr



*Centre Hospitalier
Jean Coulon*

Avenue Pasteur
46300 Gourdon

www.ch-gourdon.fr