

MEDECIN ANESTHESISTE REANIMATEUR H/F

Poste de praticien/ne hospitalier (PH le poste est publié lors du Tour de recrutement organisé par le CNG ou contractuel CDD renouvelable) dont l'équipe est composée de 1 PH titulaire secondé par une équipe de remplaçants réguliers.

Caractéristiques et lieu d'exercice :

- USC (5 lits)
- Bloc obstétrical
- Service de maternité (6 lits + 2 lits d'orthogénie)
- Bloc opératoire

Caractéristiques des fonctions - activités principales : exercice en USC, consultations et bloc opératoire.

Permanence des soins : gardes opérationnelles (méd-anesthésie).

Le Centre Hospitalier de Saint-Affrique est membre du GHT Est Hérault Sud Aveyron piloté par le CHU de Montpellier.

Il comporte 260 lits d'hospitalisation en MCO, SSR, USLD, EHPAD avec un plateau technique : bloc, radio, laboratoire, urgences et pharmacie.

Il est situé dans le sud Aveyron à 1h15 de Montpellier et 2 h de Toulouse.

Centre Hospitalier E. BOREL

88, av du Dr Lucien Galtier

12400 SAINT- AFFRIQUE

Contacteur : Mme PEYROTTE, Affaire médicales 05 65 49 77 29

Mail : n.peyrottes@ch-saintaffrique.fr